

АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ

Kett



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ТЕХ. ДАННЫЕ</div> <div>МОДЕЛЬ</div> </div>	FD 720	FD 800
		
Масса образца, г	0.5-120	0.1-120
Разрешение по массе, мг	1	
Разрешение по влажности, %	0.01	0.01/0.1
Воспроизводимость 5-10 г	0.05%	
Воспроизводимость от 10 г	0.02%	
Тип нагревательного элемента	Инфракрасный	
Температура сушки, °C	30-180	30-180/30-250
Способ измерения	Влажная основа/сухая основа/твердая основа	
Режимы измерения	Измерение по времени, автоматическая сушка, стандартный режим, ускоренная сушка, ступенчатый режим, интеллектуальный режим	
Интерфейс	RS-232C	
Рабочий диапазон температур, °C	5-40	
Диаметр чашки, мм	130	
Питание	220-240V (50/60 Hz)	
Габариты, мм	220x415x190	
Вес, кг	4.5	5.4