



КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ



UT-4100



UT-4100D



UT-4100E



UT-4100-3

Модель	Объем, л	Мощность, Вт	Нагрев, °C	Внешние размеры, см	Контроллер	Вес, кг
Одноместные						
UT-4120	0.25	180	до 400	22x18x13	Аналоговый	2,0
UT-4100	0.5	250	до 400	25x20x11		2,5
UT-4110	1.0	300	до 400	28x22x12		3,5
UT-4102	2.0	500	до 400	31x25x13		5,5
UT-4120D	0.25	180	до 380	29x18x13	Цифровой	2,0
UT-4100D	0.5	250	до 380	32x20x13		2,5
UT-4110D	1.0	300	до 380	25x25x13		3,5
UT-4102D	2.0	500	до 380	39x28x13		5,5
UT-4101E	0.1	100	до 450	Ø 22x16,5	Аналоговый	2,0
UT-4120E	0.25	150	до 450	Ø 22x16,5		2,0
UT-4100E	0.5	250	до 450	Ø 22x16,5		2,0
UT-4110E	1.0	350	до 450	Ø 28x22		3,5
UT-4102E	2.0	450	до 450	Ø 33x23		4,5
UT-4103E	3.0	600	до 450	Ø 24x24,5		5,0
UT-41xxE	Возможно изготовление колбонагревателей до 20 литров.					
Многоместные						
UT-4100-3	0,5x3	750	до 450		Аналоговый	9,0

Достоинства моделей:

- Удобная система управления. Жидкокристаллический дисплей позволяет точно устанавливать нужную температуру нагрева (для моделей «D»).
- Эргономичный дизайн облегчает использование и обслуживание приборов.
- Корпус изготовлен из стали, покрытой стойкой к химическому воздействию порошковой краской.
- Нагревательный элемент изготовленный из стекловолкна с нихромовой проволокой.
- Приборы обладают отличным соотношением цены и качества.

Аксессуары и принадлежности:



6-450-120
Подставка корковая для колб



6-190-100
Прихватка лабораторная



6-205-30
Щипцы для колб