

HAYER & BOECKER



DIE DRAHTWEBER



HAYER EML 200.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.

HAYER & BOECKER

НОВАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА – HAVER EML 200. ДЕЛАЯ ПРОВЕРЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ЕЩЕ ЛУЧШЕ.



HAVER EML 200 PURE

HAVER EML 200 PREMIUM

HAVER EML 200 PREMIUM REMOTE

Представляем новые модели EML 200 – Premium, Pure и Remote Их конструкция представляет собой планомерную технологическую эволюцию. Проведены практически незаметные, и в то же время крупные изменения. Новые приборы являются современными, высококачественными и изящными. Благодаря простой и обтекаемой форме, приборы приятно вписываются в интерьер лаборатории. Все аппараты для ситового анализа имеют электромагнитный привод, создавая трехмерное просеивающее движение с автоматической амплитудой. Новость – при покупке просеивающей машины EML 200 прилагается лицензия CSA 5.0 Basic.

HAVER EML 200 Pure

Идеальная базовая модель. Новая просеивающая машина отличается простым и быстрым управлением.. Имеет возможность выбора из двух регулируемых амплитуд для грубых или мелких частиц. Просеивание начинается сразу же после запуска прибора и выбора режима для крупных или мелких частиц. Качество нового прибора Haver ML 200 Стандартный, гарантировано компанией Haver & Boecker, он рекомендован в качестве базового прибора для стандартного анализа, и имеет выгодную цену. Если требуется наличие информационного интерфейса или настройки выбора амплитуд, мы рекомендуем использовать Haver EML 200 Premium.

HAVER EML 200 Premium

Бесшумная просеивающая машина. Haver EML 200 Премиум имеет одно удобное техническое усовершенствование – прибор работает намного тише, чем предыдущие. Передача вибраций на корпус значительно снижается за счет усовершенствованной системы амортизации. Увеличенный дисплей обеспечивает оператору отличный обзор и прост в использовании. Новый EML Премиум идеально подходит для тех пользователей, которым необходимы высокая точность и воспроизводимые ситовые анализы.

HAVER EML 200 Premium Remote

Сухо или влажно? Дистанционно! оснащен отдельным устройством управления для мокрого ситового анализа. Особо доработана конструкция и функциональное назначение крышки. Форсунка со сплошным конусом сопла изящно встроена в крышку, что облегчает использование прибора. В крышке имеется смотровое стекло, позволяющее следить за материалом во время процесса просеивания



ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ОБЗОРЕ.

HAVER EML 200 Pure

Включить. Готов к работе.

- Трехмерное просеивание
- заданные регулируемые амплитуды (для мелких и грубых крупных частиц)
- Перенастройка амплитуд
- Фиксированный интервал
- Цифровой таймер
- Независимо от напряжения и частоты в сети
- Высококачественная анодированная алюминиевая поверхность
- Калибруемое тестовое оборудование, в соответствии со стандартом ISO 9001
- Тестирование образцов весом до 3 кг
- Диаметры контрольного сита от 50 мм до 203 мм

HAVER EML 200 Premium

Бесспорно качественный.

- Трехмерное просеивание
- Особенно тихий электромагнитный привод
- Амплитуда со свободным выбором до 3 мм
- Усовершенствованная система амортизации
- Увеличенный дисплей, обеспечивающий легкое и логическое управление
- Интерфейс локальной сети Ethernet
- Возможность хранения информации различных режимов просеивания
- Независимо от напряжения и частоты в сети
- Высококачественная анодированная алюминиевая поверхность
- Калибруемое тестовое оборудование, в соответствии со стандартом ISO 9001
- Тестирование образцов весом до 3 кг
- Диаметры контрольного сита от 50 мм до 203 мм

HAVER EML 200 Premium Remote

Высококачественное мокрое.

- просеивание (мокрый ситовый анализ)
- Haver EML 200 Premium Remote предлагает все технологические преимущества прибора Haver EML 200 Premium, с дополнительной функцией мокрого ситового анализа.
- Оснащен крышкой со встроенной форсункой со сплошным конусом сопла
 - Отдельное контрольное устройство



Belgium:**HAYER BELGIUM S.A.**

Rue des Gaillettes 9
B-4651 BATTICE
Téléphone: +32-87-69 29 60
Fax: +32-87-69 29 61
E-Mail: hbsa@cybernet.be
Internet: www.haverbelgium.com

France:**HAYER & BOECKER****Toiles Métalliques**

7. Rue Sainte Catherine
F-24100 BERGERAC
Téléphone: +33-5-53 24 93 13
Fax: +33-5-53 24 95 99
E-Mail: haver.toiles@wanadoo.fr
Internet:
www.les-tissus-metalliques.com

Spain:**HAYER & BOECKER****Telas Metalicas**

Avda. Les Bobiles. 7
Casa 2
E-08850 GAVA (Barcelona)
Teléfono: +34-93-6 62 63 55
Fax: +34-93-6 62 90 59
E-Mail: haverboecker@telefonica.net
Internet: www.telas-metalicas.com

Great Britain:**H&B Wire Fabrications Ltd.**

30-32 Tatton Court
Kingsland Grange. Woolston
GB-WARRINGTON.
Cheshire WA1 4RR
Phone: +44-1925-81 95 15
Fax: +44-1925-83 17 73
E-Mail: sales@hbwf.co.uk
Internet: www.hbwf.co.uk

Belarus:**OOO HAYER BY**

Ul. Zhukova. D.3
231295 LIDA. GRODNO
Phone: +375-154-53-82352
E-Mail: info@haver.by
Internet: www.haver.by

India:**HAYER STANDARD INDIA Pvt. Ltd.**

G4. Turf Estate. Dr. E. Moses Road.
Shakti Mills Lane - MUMBAI - 400 011
Phone: +91-22-6666 1112/3
E-Mail: wiremesh@haverstandard.com
Internet: www.haverstandard.com

U.S.A.:**W.S.TYLER**

8570 Tyler Boulevard
USA-MENTOR. Ohio 44060
Phone: +1-440-974-1047
+1-800-321-6188
Fax: +1-440-974-0921
E-Mail: wstyler@wstyler.com
Internet: www.wstyler.com

Canada:**HAYER & BOECKER CANADA**

225 Ontario Street
CAN-ST. CATHARINES.
Ontario L2R 7B6
Phone: +1-905-688-2644
+1-800-325-5993
Fax: +1-905-688-4733
E-Mail: info@havercanada.com
Internet: www.havercanada.com

Brazil:**HAYER & BOECKER TELAS Ltda.**

Rodovia Maria
Da Piedade Costa. 995
BARREIRO. Pedro Leopoldo / MG
Teléfono: +55-316611371
Fax: +55-3136611370
E-Mail: telas@haverbrasil.com.br
Internet: www.haverbrasil.com.br

HAYER & BOECKER OHG · Ennigerloher Str. 64 · 59302 OELDE, Germany
Phone: +49 (0) 2522 30-363 · Fax: +49 (0) 2522 30-152
E-Mail: pa@haverboecker.com · E-Shop: www.havershop-particleanalysis.com
Internet: haverparticleanalysis.com · www.the-new-eml.com

